

コラーゲンマシンを超えた

☆ 日本初・可視光線リンパマシン ☆

全身・光のシャワーで お肌 プルプル！ツヤツヤ！

基礎代謝の向上でほんのり暖かく、優しい光の不思議な空間です。
体内時計がリセットし、睡眠不足や、熟睡できない方にもおすすめです。
腸にもアプローチお通じがよくなった、体が引締まってきたなど！

各可視光線が、お肌の真皮層迄広く働きかけ ……

- **コラーゲン新生増殖** ……ハリ・ツヤのあるお肌へ。
- **リンパの流れ改善** ……セルライトが柔らかく引締まり、肥りにくい体質に。
慢性的なむくみ・たるみ・疲労・冷え症・肥満など。
- **メラニン色素分解** ……透明感がでて美肌効果抜群、瞼・目の周りのくすみ。

《 専用LED可視光線の効果 》

- [青色] アクネ菌の殺菌、皮脂線の収縮と皮脂分泌の抑制、毛穴を小さくする、ニキビやニキビ跡の赤みを和らげるなどの作用があるとされています。
- [赤色] 真皮層まで届きコラーゲン増殖、毛細血管に働きかけます。コラーゲンの生成。肌のハリやくま、小じわ、つやなどのケア、毛穴の縮小、血行促進、肌の表皮をケアする作用。
- [緑色] 主にシミの原因となる色素沈着にアプローチ、紫外線によるシミなど色素沈着やニキビ跡など、お肌の皮脂分泌を調整し、目が疲れているなどの方にもおすすめです。
- [黄色] コラーゲン活性化、お肌の色素沈着ケアなど。



※ 詳細は、
Photnic.jp or 上記QRコード
で検索してください。

フォトニックシャワー 600 型

コーゲンマシンとの違い……

- 赤・青・緑・黄の可視光線を同時照射！
- 汗がふき出したりしないので、化粧直しの心配がありません。
- 紫外線など有害な光は全く出ていないので、敏感肌でも安心です。
- 従来の赤色光のみとは違い、各可視光線で相乗効果を発揮します。

- 小型・軽量で場所をえらびません。
- 家庭用コンセントでOK。
- 特別な電気工事はありません。
- ランプ交換はありません。



省電力なので複数同時使用可。

《 体験したお客様のお声 》 ※ アンケートを店舗で集計、結果には個人差があります。

- ・シミが薄くなって、肌が明るくなった。
- ・肌がツヤツヤになった。
- ・体全体が軽くなった。
- ・コリが楽になった。
- ・膝の痛みがなくなって、軽くなった。
- ・便秘が解消され、お通じがよくなった。
- ・筋肉痛だったのが、痛くなくなった。
- ・おなかの脂肪が柔らかくなり、体が引き締まった。
- ・擦り傷が早く治った。
- ・ドライアイが1回で良くなった。
- ・2ヶ月間痛かった、指の骨折跡が痛くない。
- ・髪の毛がサラサラになった。
- ・緑ばい目ヤニが多量にでていたのがでなくなった。
- ・アトピー肌の乾燥が無くなって調子がいい。
- ・体が温まって温泉に入った後みたいに持続する。
- ・足首の捻挫が痛くなくなった。
- ・40分入ったら、背中が細くなってビックリ！
- ・1回目で脚が細くなってホホが引締まった。
- ・下肢静脈瘤が目立たなくなった。
- ・体が引締まって、顔が小さくなった。
- ・肌に弾力性が出て、バスタが大きくなった。
- ・背筋が伸びて、姿勢が良くなった。60代の方
- ・腕のしびれが無くなった。
- ・足の筋肉の張りがとれて楽になった。
- ・股関節が痛かったのが痛くなくなった。
- ・翌朝体が楽になってとにかく軽くなった。
- ・気が付いたら最近マッサージに行っていない。
- ・肌にツヤがでてスペースになった。
- ・毛穴がきれいになった。
- ・硬かった肩が柔らかくなってビックリ！
- ・お肌が水をはじいて、水の玉ができるようになった！
- ・足の爪の色が悪かったのが、白くきれいになった。
- ・パソコン作業で眼の奥が痛かったのが、スッキリ楽になった。
- ・まぶたにハリが出て目が大きくなったとか、まぶたが軽くなった。
- ・抜歯した後、はれもほとんどなく痛くないまま治りが早い。
- ・体全体が痛かったのが50分入ったら痛くなくなった。
- ・熟睡できた。翌日、更に体の疲れが取れ、楽になった。
- ・サーフィンで薄黒く硬く荒れていた肌が、明るく柔らかくなった。
- ・何年も痛くて肩より上がらなかった腕が、嘘のようにしっかり上がる。
- ・鼻水が出ていたのが、1～2分照射で止まり鼻が通ってきた。
- ・日焼けで赤くポロポロになった肌が、急速に回復し元に戻った。
- ・のどが腫れていつもは長引くのが、翌日には治った。
- ・生理で出血が何日も止まらなかったのが、1回で止り正常になった。
- ・のどが痛く風邪の引き始めだったのが急速に回復し翌日には治った。
- ・術後の回復が早く跡もきれいに治ったので、お医者様もびっくり。
- ・左腕の骨折後伸びなかった腕が、真っすぐ伸びてびっくり。
- ・帰宅後入浴したら、いつも清潔にしているのに多量の角質が落ちてびっくり。
- ・いくら暑くても発汗しない私が、心地よい発汗を覚えるようになりました。
- ・バレーの練習中打ち身で脚にあざや痛みがあったのがうすくなって楽になった。
- ・マッサージにかかっても取れなかった凝りが、無くなっていておどろきました。
- ・ゴミが入ったのか、真っ赤に充血した右目が1回の施術で治った。
- ・何年も腰痛で悩まされていたのがうそのように痛くない、1年たっても戻らない。

各 フォトニックシャワー



600型



三面折りたたみ式(120A)



二面上下可動式(80)



二面式
部屋のどこでも移動できます

ご自宅で簡単にフォトニックシャワー
床ずれ、むくみ等在宅介護にも
ご家族の健やかな毎日を

型(面)	600(15面)	120A(3面)	80(2面)
消費電力	AC100V 600W	AC100V 120W	AC100V 80W
サイズ	1800 x 800 x 850	425 x 355 x 635	600 x 850 x 1000
重量	45 Kg	5.2 Kg	10 Kg
電気料(30分)	8.1円	1.8円	1.1円

※ 機器改良の為、仕様変更する場合があります。
使用電気料金は1KWh27円で計算。

お問合せは……

クライオサロン TEL 03-3225-9351